

Eύρηκα

探討巨噬細胞對 神經疼痛的影響

陳禹翰 張鈞昌 謝旻哲
魏宏仁 老師
嚴震東 教授




壹、研究動機與背景


- 瓦勒氏退化(Wallerian degeneration)
- 神經痛
- 巨噬細胞
- clodronate liposome




Uninjured



Within 48 h after injury






Greater than 3 d after injury



Key:

- fibroblast
- activated fibroblast
- myelinating Schwann cell
- dedifferentiated Schwann cell
- resident macrophage
- neutrophil
- hematogenous macrophage




- C3 (complement)
- CR3 (complement receptor)
- endogenous antibodies

7Kα

β

極化作用 (polarization)

- M1 發炎、吞噬、攻擊相關
- M2 抑制免疫、纖維化、組織修復




貳、研究目的

- 利用 SNI 技術做出坐骨神經受傷的老鼠
- 取老鼠腳皮組織切片觀察觀察巨噬細胞數量變化
- 試驗 clodronate liposome 對免疫細胞的抑制作用




參、研究流程




Εύρηκα

什麼是SNI手術呢？



Εύρηκα



(Joseph Cichon et al., 2018)

13

Εύρηκα

控制組

SHAM手術

- 保留所有神經一刀不剪，縫合皮膚




肆、研究過程或方法

- 二、測試方法
- (一)切片染色



Εύρηκα



肆、研究過程或方法

- 染色

Day 1		
1.fixation	ice-cold acetone	5min, on ice
2.washing	0.3%PBST	10min*3, RT
3.blocking	2%BSA in PBST	30min, RT
4.1°Ab	anti-mouse F4/80 1:500 in 1%BSA	o/n, 4°C

Day 2		
5.washing	0.3%PBST	10min*3, RT
6.2°Ab	Gt*Rat A594 1:500,DAP I 1:100 in PBST	2hr, RT
7.washing	0.3%PBST	10min*3, RT



Εύρηκα

痛覺怎麼量化？



• 老鼠行為測試

- 1.對老鼠做進行 von frey 測試，從0.16g開始，之後依序為0.4g、0.6g、1.0g、1.4g，若老鼠可承受之，因而沒有做出立即反應，便增加力量，並紀錄圈號。反之，則紀錄叉號並減輕重量。測量左右兩腿，只要測到一次轉折（即圈號或叉號不再連續），後再測量四次即可停止，一隻腳一天測量三組數據。




Εύρηκα



A

Starting from 0.6g, remain in the first row when testing mice until a different response occurs.

Then, test one filament strength in each row until either all five rows are filled out, or there is no further filament strength to test.




0.04	0.07	0.16	0.4	0.6	1	1.4	2	4
		0	X	X				
			X					
		0						
			X					
		0						

B

Beginning with the mid-range filament, record in the first row until a different response occurs.

End test when the animal fails to respond to the strongest filament (or if the weakest elicits a response).




0.04	0.07	0.16	0.4	0.6	1	1.4	2	4
				0	0	0	0	X
							0	
								0

C

If an error is made, strike through at least twelve boxes and proceed to a new table.

UDReader will process the mistake and display N/A in the readout for this error.



0.04	0.07	0.16	0.4	0.6	1	1.4	2	4
				0	0	X		
				0	0	X		
				0	0	X		
				0	0	X		
				0	0	X		


2.Von Frey 換算數據方法

50% g threshold(50%機率抬腳時的使用的Von Frey克數) = $10^{(x+ka)/10,000}$ ，x為final克數對應的size，k為觀察數據對應的數值(例如OOOXOXO對應0.741)，a為所有Size間的interval之平均值0.315(S.R.Chaplan et al.,2018)

Force (g)	Size	interval
0.008	1.65	
0.02	2.36	0.71
0.04	2.44	0.08
0.07	2.83	0.39
0.16	3.22	0.39
0.4	3.61	0.39
0.6	3.84	0.23
1	4.08	0.24
1.4	4.17	0.09



Pattern	Value for k	Pattern	Value for k	Pattern	Value for k	Pattern	Value for k
OX	-0.5	OOOXOOOO	-0.547	XO	0.5	XXXXXXX	0.547
OOX	-0.388	OOOXOOOO	-0.547	XOX	0.388	XXXXXXX	0.547
OOOX	-0.378	OXOOOX	-1.25	XXO	0.378	XXXXXX	1.25
OOOOX	-0.377	OOOXOOX	-1.247	XXXO	0.377	XXXXXX	1.247
OXO	0.842	OOOXOOOX	-1.246	XOX	-0.842	XXXXXXX	1.246
OOXO	0.89	OOOXOOOX	-1.246	XOX	-0.89	XXXXXXX	1.246
OOOXO	0.894	OXOOOX	0.372	XXXOX	-0.894	XXXXXX	-0.372
OOOXOX	0.894	OXOOOX	0.38	XXXOX	-0.894	XXXXXX	-0.38
OX	-0.178	OOOXOOXO	0.381	XOO	0.178	XXXXXXX	-0.381
OOX	0	OOOXOOXO	0.381	XXO	0	XXXXXXX	-0.381
OOOX	0.026	OXOOOX	-0.169	XXXO	-0.026	XXXXXX	0.169
OOOXOX	0.028	OXOOOX	-0.144	XXXOO	-0.028	XXXXXX	0.144
OXO	0.299	OOOXOOOX	-0.142	XOX	-0.299	XXXXXXX	0.142
OOOXO	0.314	OOOXOOOX	-0.142	XXOX	-0.314	XXXXXXX	0.142
OOOXOX	0.315	OXOXO	0.022	XXOX	-0.315	XXXXXX	-0.022
OOOXOXO	0.315	OXOXO	0.039	XXXXXXX	-0.315	XXXXXX	-0.039
OXO	-0.5	OOOXOXO	0.04	XOXO	0.5	XXXXXXX	-0.04
OXOX	-0.439	OOOXOXO	0.04	XXOX	0.439	XXXXXXX	-0.04
OOOXOX	-0.432	OXOXO	-0.5	XXXXOX	0.432	XXXXXX	0.5
OOOXOX	-0.432	OXOXOX	-0.458	XXXXOX	0.432	XXXXXX	0.458
OXO	1	OOOXOXOX	-0.453	XOOX	-1	XXXXXXX	0.453
OOOXO	1.122	OOOXOXOX	-0.453	XXOX	-1.122	XXXXXXX	0.453
OOOXOX	1.139	OXOXO	1.169	XXXXOX	-1.139	XXXXXX	-1.169
OOOXOXO	1.14	OXOXOX	1.237	XXXXOX	-1.14	XXXXXX	-1.237
OX	0.194	OOOXOXO	1.247	XOO	-0.194	XXXXXXX	-1.247
OXOX	0.449	OOOXOXOX	1.248	XXOO	-0.449	XXXXXXX	-1.248
OOOXOX	0.5	OXOXOX	0.611	XXXXOX	-0.5	XXXXXX	-0.611
OOOXOX	0.506	OXOXOX	0.732	XXXXOX	-0.506	XXXXXX	-0.732
OXO	-0.157	OOOXOXOX	0.756	XOX	0.157	XXXXXXX	-0.756
OXOXO	-0.154	OOOXOXOX	0.758	XXXXOX	0.154	XXXXXXX	-0.758
OOOXOXO	-0.154	OXOXO	-0.296	XXXXOX	0.154	XXXXXX	0.296
OOOXOXO	-0.154	OXOXO	-0.266	XXXXOX	0.154	XXXXXX	0.266
OXOX	-0.878	OOOXOXO	-0.263	XOXO	0.878	XXXXXXX	0.263
OOOXOX	-0.861	OOOXOXO	-0.263	XXXXOX	0.861	XXXXXXX	0.263
OOOXOX	-0.86	OXOXO	-0.831	XXXXOX	0.86	XXXXXX	0.831
OOOXOX	-0.86	OXOXO	-0.763	XXXXOX	0.86	XXXXXX	0.763
OXO	0.701	OOOXOXO	-0.753	XOXOX	-0.701	XXXXXXX	0.753
OXOXO	0.737	OOOXOXOX	-0.752	XXOX	-0.737	XXXXXXX	0.752
OOOXOXO	0.741	OXOXO	0.831	XXOX	-0.741	XXXXXX	-0.831
OOOXOXO	0.741	OXOXO	0.935	XXXXOX	-0.741	XXXXXX	-0.935
OXOX	0.084	OOOXOXO	0.952	XOXO	-0.084	XXXXXXX	-0.952
OXOXOX	0.169	OOOXOXOX	0.954	XXOX	-0.169	XXXXXXX	-0.954
OXOXOX	0.181	OXOXOX	0.296	XXXXOX	-0.181	XXXXXX	-0.296
OOOXOXOX	0.182	OXOXOX	0.463	XXXXOX	-0.182	XXXXXX	-0.463
OXO	0.305	OOOXOXOX	0.5	XOX	-0.305	XXXXXXX	-0.5
OXOXO	0.372	OOOXOXOX	0.504	XXOX	-0.372	XXXXXXX	-0.504
OOOXOXO	0.38	OXOXO	0.5	XXXXOX	-0.38	XXXXXX	-0.5
OOOXOXO	0.381	OXOXO	0.648	XXXXOX	-0.381	XXXXXX	-0.648
OXOX	-0.305	OOOXOXO	0.678	XOXO	0.305	XXXXXXX	-0.678
OXOXOX	-0.169	OOOXOXO	0.681	XXXXOX	0.169	XXXXXXX	-0.681
OOOXOX	-0.144	OXOXOX	-0.043	XXXXOX	0.144	XXXXXX	0.043
OOOXOXOX	-0.142	OXOXOX	0.187	XXXXOX	0.142	XXXXXX	0.187
OXOX	1.288	OOOXOXOX	0.244	XOX	-1.288	XXXXXXX	-0.244
OXOXO	1.5	OOOXOXOX	0.252	XXOX	-1.5	XXXXXXX	-0.252
OOOXOXO	1.544	OXOXO	1.603	XXXXOX	-1.544	XXXXXX	-1.603
OOOXOXO	1.549	OXOXO	1.917	XXXXOX	-1.549	XXXXXX	-1.917
OXOX	0.555	OOOXOXO	2	XOXO	-0.555	XXXXXX	-2
OXOXOX	0.897	OOOXOXOX	2.014	XXXXOX	-0.897	XXXXXXX	-2.014
OXOXOX	0.985	OXOXOX	0.893	XXXXOX	-0.985	XXXXXX	-0.983
OOOXOXOX	1	OXOXOX	1.329	XXXXOX	-1	XXXXXX	-1.329
OXOXO	-0.547	OOOXOXOX	1.465	XOXOX	0.547	XXXXXXX	-1.465
OXOXO	-0.547	OOOXOXOX	1.496	XXXXOX	0.547	XXXXXXX	-1.496

Εύρηκα



伍、實驗結果


Eύρηκα




伍、實驗結果

Eύρηκα



SNI LEFT



SNI RIGHT



伍、實驗結果



β

Εύρηκα

六、結論

- 一、目前進度
- 已有五隻經過 SNI 手術處理的老鼠及五隻經過 SHAM 手術處理的老鼠進行行為測試。
- 二、正在進行
- (一) 施打 clodronate liposome 的 SNI 老鼠五隻的行為數據。
- (二) 收集共軛焦顯微鏡拍攝之影像，來觀察巨噬細胞在受傷神經纖維周圍的聚集與附著情形。
- 三、目前結論
- 根據行為數據，我們比較之後發現經過 SNI 手術處理的老鼠比經過 SHAM 手術處理的老鼠對外力的刺激更敏感。



柒、參考資料及其他

- Zigmond, R. E., & Echevarria, F. D. (2019). Macrophage biology in the peripheral nervous system after injury. *Progress in neurobiology*, 173, 102-121.
- Chaplan, S. R., Bach, F. W., Pogrel, J. W., Chung, J. M., & Yaksh, T. L. (1994). Quantitative assessment of tactile allodynia in the rat paw. *Journal of neuroscience methods*, 53(1), 55-63.
- Kiguchi, N., Kobayashi, D., Saika, F., Matsuzaki, S., & Kishioka, S. (2017). Pharmacological regulation of neuropathic pain driven by inflammatory macrophages. *International journal of molecular sciences*, 18(11), 2296.
- DeFrancesco-Lisowitz, A., Lindborg, J. A., Niemi, J. P., & Zigmond, R. E. (2015). The neuroimmunology of degeneration and regeneration in the peripheral nervous system. *Neuroscience*, 302, 174-203.



捌、感謝

Eύρηκα

- 提供實驗室的嚴震東教授
- 細心教導我們的葉翰元學長
- 辛苦的王谷暘學長
- 最棒的魏宏仁老師
- 25班導師姚志鴻老師及26班導師高君陶老師
- 25、26陪伴我們的同學們
- 支持我們的家長
- 台下所有的聽眾

